


Wb、Elisa用抗Slc28A3ポリクローナル抗体 - Q9Has3

商品番号: CM0018177



前書き

SLC28A3ウサギpAbは、ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みのポリクローナル抗体です。薬物輸送に参与するナトリウム依存性ヌクレオシドトランスポーターである、ヒトおよびマウスの濃縮性ヌクレオシドトランスポーター3を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC28A3ウサギpAb
備考／別名	CNT3; SLC28A3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64078
遺伝子ID	64078
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトSLC28A3 (NP_071410.1) のアミノ酸612～691に相当する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9HAS3
タンパク質分子量	77 kDa
輸送	保冷剤