


Wb、Elisa用抗Slc29A1ウサギポリクローナル抗体 - Q99808

商品番号: CM0016086



前書き

ヒトSLC29A1/ENT1に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。ヌクレオシド輸送および平衡型トランスポーター研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC29A1ウサギpAb
備考／別名	AUG; ENT1; SLC29A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2030
免疫原	ヒトSLC29A1のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド (NP_001071645.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99808
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ