

Wb、Elisa用抗Slc29A3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzd2

商品番号: CM0016793

前書き

ヒトSLC29A3/ENT3に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。リソソームおよびミトコンドリアにおけるプリン／ピリミジンのサルベージに関与するヌクレオシドトランスポーターを標的とします。ヌクレオシド代謝およびマクロファージ免疫学研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC29A3 Rabbit pAb
備考／別名	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55315
GeneID	55315
免疫原	ヒトSLC29A3（NP_060814.4）のアミノ酸1～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZD2
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷剤