

Wb、Elisa用 抗Slc2A13 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Qe2

商品番号: CM0030728

前書き

プロトン・ミオイノシトール共輸送体であるSLC2A13（HMIT）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。神経科学および輸送体研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC2A13 ウサギ pAb
備考/別名	HMIT; SLC2A13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	114134
免疫原	ヒトSLC2A13（NP_443117.3）のアミノ酸564-648に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96QE2
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ