

Wb、Elisa用 Anti-Slc2A4Rg ポリクローナル抗体 - Q9Nr83

商品番号: CM0022053



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質なウサギ抗SLC2A4RGポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性があります。GLUT4およびハンチントン病の遺伝子発現調節機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC2A4RG Rabbit pAb
備考/別名	GEF; HDBP1; HDBP-1; Si-1-2; Si-1-2-19; SLC2A4RG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56731
GeneID	56731
免疫原	ヒトSLC2A4RG (NP_064446.2) のアミノ酸100-200に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NR83
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋