


WbおよびElisa用Anti-Slc2A9ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nrm0

商品番号: CM0017306



前書き

高容量尿酸トランスポーターであるSLC2A9（GLUT9/URATv1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISA用途に適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。尿酸輸送、腎機能、代謝異常の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC2A9ウサギpAb
備考／別名	GLUT9; GLUTX; UAQTL2; URATv1; SLC2A9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	56606
GeneID	56606
免疫原	ヒトSLC2A9（NP_064425.2）のアミノ酸429～529内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NRM0
タンパク質分子量	59 kDa
輸送	保冷バッグ