


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Slc30A1 ポリクローナル抗体 - Q9Y6M5

商品番号: CM0025046



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、ELISA用のSLC30A1/亜鉛トランスポーター1に対するウサギポリクローナル抗体。亜鉛/カルシウム輸送、クプロプトーシス、重金属流入防御を研究します。研究用途に最適化されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC30A1 ウサギ pAb
備考/別名	ZNT1; ZRC1; SLC30A1
種	ヒト
遺伝子ID	7779
免疫原	ヒトSLC30A1 (NP_067017.2) のアミノ酸328-507に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6M5
タンパク質分子量	55kDa
輸送	氷袋