

Wb・Elisa向け抗Slc30A6（亜鉛トランスポーター6）ウサギポリクローナル抗体 - Q6Nxt4

商品番号: CM0017952

前書き

ヒトSLC30A6（ZNT6）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。予測分子量51kDaのヒト、マウス、ラットの亜鉛トランスポーター6を検出し、亜鉛恒常性および分泌経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC30A6 Rabbit pAb
別名	ZNT6; MST103; MSTP103; SLC30A6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55676
遺伝子ID	55676
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC30A6（NP_060434.2）のアミノ酸252-461に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6NXT4
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	保冷剤