

Wb、Elisa用 Anti-Slc31A1 ポリクローナル抗体 - O15431

商品番号: CM0017400



前書き

ヒトSLC31A1（CTR1、銅トランスポーター1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。銅代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC31A1 ウサギ pAb
備考/別名	CTR1; NSCT; COPT1; SLC31A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1317
遺伝子ID	1317
免疫原	ヒトSLC31A1 (NP_001850.1) のアミノ酸1-60に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15431
タンパク質分子量	21 kDa
発送	保冷バッグ