

抗Slc31A2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O15432

商品番号: CM0020058

前書き

マウスSlc31a2（銅トランスポーターCTR2）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。銅輸送研究に最適。ヒトSWISS: O15432。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Slc31a2 ウサギpAb
備考/別名	CTR2; Slc31a2
種	マウス
GeneID (ヒト)	1318
GeneID	20530
免疫原	合成ペプチド マウスSlc31a2の1-100アミノ酸配列に対応する合成ペプチド (NP_001277447.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O15432
タンパク質重量	16kDa
配送	アイスバッグ