

Anti-Slc32A1 ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q9H598

商品番号: CM0028051

前書き

ヒトSLC32A1(VGAT/VIAAT)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。抑制性神経伝達やシナプス小胞への神経伝達物質充填の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC32A1 Rabbit pAb
備考/別名	VGAT, VIAAT, SLC32A1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	140679
GeneID	140679
免疫原	ヒトSLC32A1(Q9H598)のアミノ酸1-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H598
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤