

Wb・Elisa用抗Slc32A1/Vgatポリクローナル抗体 - Q9H598

商品番号: CM0014578

前書き

SLC32A1/VGATに対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットの小胞抑制性アミノ酸トランスポーターを認識し、抑制性神経伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC32A1 Rabbit pAb
備考/別名	VGAT; VIAAT; SLC32A1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	140679
遺伝子ID	140679
免疫原	ヒト SLC32A1 (NP_542119.1) のアミノ酸1〜120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H598
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷剤梱包