

Wb、Elisa用 Anti-Slc34A1 ポリクローナル抗体 - Q06495

商品番号: CM0027617

前書き

ヒトSLC34A1 (NaPi-2a)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSLC34A1を検出します。腎臓刷子縁膜におけるリン酸輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC34A1 ウサギ pAb
備考/別名	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6569
GeneID	6569
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC34A1 (NP_003043.3)のアミノ酸562-639に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06495
タンパク質分子量	69kDa
発送	氷袋