

WbおよびElisa用抗Slc34A1ウサギポリクローナル抗体 - Q06495

商品番号: CM0018377

前書き

SLC34A1 (NaPi-2a)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの腎臓ナトリウム-

リン酸共輸送体を検出します。リン酸輸送および腎臓病の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC34A1 Rabbit pAb
備考/別名	NPT2; FRTS2; SLC11; HCINF2; NAPI-3; NPTIIa; NPHLOP1; SLC17A2; SLC34A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6569
遺伝子ID	6569
免疫原	ヒトSLC34A1 (NP_003043.3) のアミノ酸562-639に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06495
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋