

Wb・Elisa用抗Slc34A2ポリクローナル抗体 - O95436

商品番号: CM0026088

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのSLC34A2ウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットと反応します。肺II型肺胞細胞におけるナトリウム依存性リン酸輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC34A2 ウサギ pAb
備考/別名	PULAM; NPTIIb; NaPi2b; NAPI-3B; NAPI-IIb; SLC34A2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	10568
GeneID	10568
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC34A2 (NP_001171469.1) のアミノ酸234～362番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95436
タンパク質分子量	76kDa
輸送方法	保冷剤