

Wb、Elisa用抗Slc35A1ウサギポリクローナル抗体 - P78382

商品番号: CM0014369

前書き

ヒトSLC35A1（CMP-シアル酸トランスポーター）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスと交差反応します。糖鎖合成およびゴルジ輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	SLC35A1 Rabbit pAb
別名	CST; hCST; CDG2F; CMPST; SLC35A1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10559
遺伝子ID	10559
免疫原	ヒトSLC35A1 (NP_006407.1) のアミノ酸1〜100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78382
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	氷袋