

If/IccおよびElisa用 抗Slc35A2 ポリクローナル抗体 - P78381

商品番号: CM0029066

前書き

ヒトSLC35A2（UDP-ガラクトーストランスロケーター）に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。糖鎖修飾とゴルジ体輸送の研究に適しています。 - P78381。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	SLC35A2 ウサギ pAb
備考/別名	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
種	ヒト
GeneID	7355
免疫原	ヒトSLC35A2のアミノ酸1-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001027460.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P78381
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ