

Wb、Elisa用抗Slc35D3ポリクローナル抗体 - Q5M8T2

商品番号: CM0023235

前書き

SLC35D3ウサギポリクローナル抗体（遺伝子ID: 340146）はWBおよびELISAで検証済みです。シナプス小胞機能とオートファジーに関与する推定UDP-グルコーストランスポーターであるヒトSLC35D3を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC35D3 ウサギpAb
別名	FRCL1; SLC35D3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	340146
遺伝子ID	340146
免疫原	ヒトSLC35D3（NP_001008783.1）のアミノ酸310～390に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5M8T2
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	保冷剤