


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Slc37A4 ポリクローナル抗体 - O43826

商品番号: CM0017048



前書き

ヒトSLC37A4（G6PT）を標的とするウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。マウスおよびラットとの交差反応性あり。グルコース恒常性およびグリコーゲン蓄積症研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC37A4 ウサギ pAb
備考／別名	G6PT; SPX4; CDG2W; G6PT1; G6PT2; G6PT3; GSD1b; GSD1c; GSD1d; TRG19; TRG-19; PRO0685; SLC37A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2542
GeneID	2542
免疫原	ヒトSLC37A4 (NP_001458.1) のアミノ酸330-429に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43826
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷バッグ