

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Slc39A11ポリクローナル抗体 - Q8Bwy7

商品番号: CM0021302

前書き

マウスSlc39a11 (ZIP-11) 亜鉛トランスポーターに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応します。金属イオン恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Slc39a11 Rabbit pAb
備考/別名	ZIP-11; 1810074D23Rik; Slc39a11
種	マウス
GeneID	69806
免疫原	マウスSlc39a11 (NP_001159975.1) のアミノ酸101-174に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8BWY7
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋