

抗Slc39A2ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Np94

商品番号: CM0021225

前書き

ヒトSLC39A2 (ZIP2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ラットとの交差反応性を有します。亜鉛輸送の研究やケラチノサイト分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC39A2 ウサギpAb
備考/別名	6A1; ZIP2; ETI-1; ZIP-2; SLC39A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29986
GeneID	29986
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC39A2の1-100アミノ酸領域に対応する合成ペプチド (NP_055394.2)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9NP94
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスパック