

Wb、Ihc-P、Elisa対応 抗Slc39A4ポリクローナル抗体 - Q6P5W5

商品番号: CM0028349

前書き

ヒトSLC39A4（ZIP4）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。食事からの亜鉛摂取に必須な亜鉛トランスポーターで、亜鉛代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC39A4 ウサギ pAb
備考/別名	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
種	ヒト
GeneID	55630
免疫原	ヒトSLC39A4（NP_570901.2）のアミノ酸23～327番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P5W5
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷剤