

Wb・Elisa用抗Slc39A6ポリクローナル抗体 - Q13433

商品番号: CM0025608

前書き

EMTに関与する亜鉛トランスポーターであるヒトSLC39A6（ZIP6/LIV-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット（85 kDa）およびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。癌研究、免疫学、亜鉛恒常性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC39A6 ウサギ pAb
備考／別名	LIV1; ZIP6; LIV-1; SLC39A6
種	ヒト
GeneID	25800
免疫原	ヒトSLC39A6（NP_001092876.1）のアミノ酸170～320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13433
タンパク質分子量	85kDa
発送方法	保冷剤