

Wb、Elisa用抗Slc39A8ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0K1

商品番号: CM0024087

前書き

ヒトSLC39A8（ZIP8）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しており、ラットとの交差反応性があります。亜鉛/マンガン輸送、免疫調節、金属ホメオスタシスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC39A8 Rabbit pAb
別名	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6; SLC39A8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64116
GeneID	64116
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC39A8 (NP_071437.3)のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9C0K1
タンパク質分子量	50kDa
配送方法	保冷剤