


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Slc3A1 ウサギポリクローナル抗体 - Q07837

商品番号: CM0028249



前書き

ヒトSLC3A1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットにおける内因性レベルを検出。アミノ酸輸送や腎臓病研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC3A1 ウサギ pAb
備考/別名	D2H; ATRI; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6519
遺伝子ID	6519
免疫原	ヒトSLC3A1 (NP_000332.2) のアミノ酸416-685に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07837
タンパク質分子量	79kDa
発送	保冷バッグ