


抗Slc3A2/Cd98Hcウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用途） - P08195

商品番号: CM0027312



前書き

SLC3A2/CD98hcに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。アミノ酸トランスポーターのシャペロンとして機能し、インテグリンシグナル伝達やウイルス侵入に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SLC3A2/CD98hc ウサギpAb
別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; SLC3A2/CD98hc
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6520
GeneID	6520
免疫原	ヒト SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3) のアミノ酸206-630番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08195
タンパク質分子量	58kDa
輸送方法	氷袋