

Anti-Slc40A1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Np59

商品番号: CM0014173



前書き

ヒトSLC40A1（フェロポーチン）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのフェロポーチンと交差反応性を示します。鉄恒常性および血色素症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC40A1 ウサギ pAb
備考/別名	FPN; FPN1; HFE4; MTP1; IREG1; MST079; MSTP079; SLC11A3; SLC40A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	30061
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC40A1 (NP_055400.1) のアミノ酸200-270内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9NP59
タンパク質分子量	63kDa
配送	アイスバッグ