

Wb、Elisa用抗Slc44A1ポリクローナル抗体 - Q8Wwi5

商品番号: CM0017695



前書き

ヒトSLC44A1（コリントランスポーター様タンパク質1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。コリン輸送および膜合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC44A1ウサギpAb
備考／別名	CD92; CTL1; CDW92; CHTL1; CONATOC; SLC44A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	23446
GeneID	23446
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC44A1（NP_536856.2）のアミノ酸55～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWI5
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ