

Anti-Slc46A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Nt5

商品番号: CM0030125

前書き

ヒトSLC46A1（PCFT/HCP1）のN末端領域を免疫原として作製したウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットの内在性SLC46A1を検出します。葉酸輸送およびヘム輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC46A1 Rabbit pAb
備考/別名	G21; HCP1; PCFT; hPCFT; HsPCFT; SLC46A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	113235
GeneID	113235
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC46A1（NP_001229295.1）のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NT5
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスパック