


Wb、If-P、Elisa用抗Slc4A1ポリクローナル抗体 - P02730

商品番号: CM0019078



前書き

バンド3アニオン輸送タンパク質（SLC4A1/AE1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。赤血球膜、腎臓生理学、およびマラリア侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC4A1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	DI; FR; SW; WD; WR; AE1; CHC; SAO; WD1; BND3; EPB3; SPH4; CD233; EMPB3; RTA1A; SLC4A1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6521
免疫原	ヒトSLC4A1 (NP_000333.1) のアミノ酸1-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02730
タンパク質分子量	102kDa
配送	氷袋