


抗Slc4A11ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nbs3

商品番号: CM0019644



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトSLC4A11（NaB C1）を標的とし、WB、ELISAに対応。ヒトおよびマウスと交差反応します。ホウ素輸送、角膜ジストロフィー、イオン恒常性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC4A11 ウサギpAb
別名	BTR1; CHED; CDPD1; CHED2; NABCI; dJ794I6.2; SLC4A11
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	83959
GeneID	83959
免疫原	ヒトSLC4A11（NP_001167560.1）のアミノ酸1-180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NBS3
タンパク質分子量	98kDa
発送方法	保冷剤