

Anti-Slc4A2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P04920

商品番号: CM0029277



前書き

ヒトアニオン交換タンパク質2（SLC4A2/AE2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みのこの試薬は、破骨細胞の機能および細胞内pH調節に重要な137kDaの塩化物/重炭酸塩アンチポーターを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC4A2 Rabbit pAb
備考/別名	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6522
遺伝子ID	6522
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04920
タンパク質分子量	137kDa
配送	アイスバッグ