

Anti-Slc4A4 / Nbc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6R1

商品番号: CM0029673



前書き

ヒトSLC4A4/NBC（電気的ナトリウム重炭酸共輸送体1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。イオン輸送やpH調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLC4A4 / NBC Rabbit pAb
備考/別名	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCe1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCe1-A; SLC4A4 / NBC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8671
GeneID	8671
免疫原	ヒトSLC4A4 / NBC (NP_001091954.1) のアミノ酸978-1078領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6R1
タンパク質分子量	121kDa
配送	氷袋