

Anti-Slc4A5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9By07

商品番号: CM0016357

前書き

SLC4A5 ウサギポリクローナル抗体はWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。輸送研究のために、ヒト、マウス、ラットの電位依存性重炭酸ナトリウム共輸送体4（NBCe2）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC4A5 ウサギpAb
備考/別名	NBC4; NBCe2; SLC4A5
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57835
免疫原	ヒトSLC4A5（NP_597812.1）のアミノ酸1042～1121番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BY07
タンパク質分子量	126kDa
発送方法	氷袋梱包