


Anti-Slc4A7ポリクローナル抗体（Wb用） - Q9Y6M7

商品番号: CM0016002



前書き

CamelBioのSLC4A7ウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA）は、ヒトおよびマウスのSLC4A7を検出します。重炭酸ナトリウム共輸送およびpH調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC4A7 Rabbit pAb
備考/別名	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9497
遺伝子ID	9497
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSLC4A7 (NP_003606.3) のアミノ酸1151-1214に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y6M7
タンパク質分子量	136kDa
配送	アイスバッグ