

## Anti-Slc4A8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q2Y0W8

商品番号: CM0018716



## 前書き

ヒトSLC4A8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。pH調節およびイオン輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名        | SLC4A8 Rabbit pAb                                        |
| 備考/別名      | NBC3, NDCBE, SLC4A8                                      |
| 種          | ヒト                                                       |
| 遺伝子ID (ヒト) | 9498                                                     |
| 免疫原        | ヒトSLC4A8 (NP_001035049.1) のアミノ酸1-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 供給源        | ウサギ                                                      |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS      | Q2Y0W8                                                   |
| タンパク質分子量   | 123kDa                                                   |
| 配送         | 氷袋                                                       |