

Wb、Elisa用Anti-Slc5A1ウサギポリクローナル抗体 - P13866

商品番号: CM0014893



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSLC5A1ウサギポリクローナル抗体で、ヒトサンプルに特異的に反応します。腸管におけるグルコース吸収および生殖生物学に与えるナトリウム／グルコース共輸送体1の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC5A1ウサギpAb
備考／別名	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
種	ヒト
GeneID	6523
免疫原	ヒトSLC5A1のアミノ酸400～500内の配列に対応する合成ペプチド (NP_000334.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13866
タンパク質分子量	73kDa
配送	保冷バッグ