

Anti-Slc5A2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - P31639

商品番号: CM0022832



前書き

ヒトSLC5A2（SGLT2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF、IHC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性レベルを検出し、計算上の分子量は73 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	SLC5A2 Rabbit pAb
備考/別名	SGLT2; SLC5A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6524
GeneID	6524
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC5A2（NP_003032.1）のアミノ酸564-624に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31639
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋