

Wb、Elisa用 抗Slc5A5 ポリクローナル抗体 - Q92911

商品番号: CM0027400

前書き

ヒトSLC5A5（ナトリウム/ヨウ化物共輸送体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのNISを検出します。甲状腺研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC5A5 ウサギ pAb
備考/別名	NIS; TDH1; SLC5A5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6528
遺伝子ID	6528
免疫原	ヒトSLC5A5（NP_000444.1）のアミノ酸544-643に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92911
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷バッグ