


抗Slc5A7ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q9Gzv3

商品番号: CM0028400



前書き

高親和性コリントランスポーターSLC5A7（CHT1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットの試料に適しており、コリン作動性ニューロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC5A7 ウサギpAb
別名	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNVP; SLC5A7
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	60482
GeneID	60482
免疫原	ヒトSLC5A7 (NP_068587.1) のアミノ酸503-580番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZV3
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤