

WbおよびElisa用 Anti-Slc5A9 ウサギポリクローナル抗体 - Q2M3M2

商品番号: CM0023368

前書き

WBおよびELISA用に検証済みのAnti-SLC5A9ウサギポリクローナル抗体。マンノース輸送に関与するナトリウム/グルコース共輸送体であるヒトおよびマウスSLC5A9/SGLT4 (74 kDa)と反応します。イオン輸送および代謝研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC5A9 ウサギ pAb
備考/別名	SGLT4; SLC5A9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	200010
GeneID	200010
免疫原	ヒトSLC5A9 (NP_001011547.2) のアミノ酸230-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q2M3M2
タンパク質分子量	74kDa
発送	保冷バッグ