

Anti-Slc6A14 ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9Un76

商品番号: CM0015329

前書き

ヒトSLC6A14に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。標的は、ナトリウムおよび塩化物イオン依存性のニュートラルおよび塩基性アミノ酸トランスポーターB(0+)です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A14 ウサギpAb
備考/別名	BMIQ11; SLC6A14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11254
遺伝子ID	11254
免疫原	ヒトSLC6A14の131-234アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_009162.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UN76
タンパク質重量	72kDa
配送	アイスバッグ