

Anti-Slc6A2 (ノルアドレナリントランスポーター)

ウサギポリクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - P23975

商品番号: CM0012951



前書き

ヒトSLC6A2 (ノルアドレナリントランスポーター、NET) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原。神経科学研究およびトランスポーター研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A2 Rabbit pAb
備考/別名	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6530
遺伝子ID	6530
免疫原	ヒトSLC6A2 (NP_478066.3) のアミノ酸30-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23975
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ