

Wb・Elisa用抗Slc6A5（Glyt2）ポリクローナル抗体 - Q9Y345

商品番号: CM0012891

前書き

ヒトSLC6A5グリシントランスポーター2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性GlyT2を検出します。神経科学およびトランスポーター研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A5 ウサギpAb
別名	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
標的種	ヒト
GeneID	9152（ヒト）
免疫原	ヒトSLC6A5（NP_004202.3）のアミノ酸1-200番を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y345
タンパク質分子量	87 kDa
配送方法	氷袋