


WbおよびElisa用抗Slc6A6ポリクローナル抗体 - P31641

商品番号: CM0013928



前書き

ヒトSLC6A6（タウリントランスポーター、TauT）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。タウリン輸送、抗老化機構、ミトコンドリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A6 ウサギpAb
備考/別名	TAUT; HTRDC; SLC6A6
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6533
遺伝子ID	6533
免疫原	ヒトSLC6A6 (NP_001127839.2) のアミノ酸250〜320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P31641
タンパク質分子量	70kDa
発送方法	保冷剤同梱