

Anti-Slc6A8 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P48029

商品番号: CM0022954



前書き

ヒトSLC6A8（クレアチントランスポーター）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスとも交差反応します。脳および筋肉におけるクレアチン輸送の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A8 Rabbit pAb
備考/別名	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6535
GeneID	6535
免疫原	ヒトSLC6A8 (NP_005620.1) のアミノ酸539-635に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P48029
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスパック