

WbおよびElisa用抗Slc6A9ポリクローナル抗体 - P48067

商品番号: CM0019464



前書き

ヒトSLC6A9グリシントランスポーター（GLYT1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。推定分子量：78 kDa。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC6A9 Rabbit pAb
備考/別名	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6536
遺伝子ID	6536
免疫原	ヒトSLC6A9（NP_964012.2）のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48067
タンパク質分子量	78kDa
発送	氷袋