

Anti-Slc7A11/Xct [Kd検証済み] ウサギモノクローナル抗体 For Wb - Q9Upy5

商品番号: CM0008179



前書き

SLC7A11/xCT（システイン/グルタミン酸トランスポーター）を標的とする検証済みウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応性があり、WB、IHC-

P、ELISAに適しています。組換えタンパク質免疫原。55

kDa。フェロトーシスおよび酸化還元研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SLC7A11/xCT ウサギ mAb
備考/別名	xCT; CCBRI; SLC7A11/xCT
種	ヒト
GeneID	23657
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPY5
タンパク質分子量	55 kDa
発送方法	保冷剤