

WbおよびElisa用抗Slc7A11/Xctウサギポリクローナル抗体 - Q9Upy5

商品番号: CM0012833



前書き

ヒトSLC7A11/xCTに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。非結合型、55 kDa。酸化ストレス、フェロトーシス、アミノ酸輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC7A11/xCTウサギpAb
備考/別名	xCT; CCBR1; SLC7A11/xCT
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23657
GeneID	23657
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC7A11/xCT (NP_055146.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPY5
タンパク質分子量	55 kDa
輸送	保冷バッグ