

Wb、Elisa用抗Slc8A2（Ncx2）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Upr5

商品番号: CM0014580

前書き

ヒトSLC8A2（NCX2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。神経細胞のCa²⁺恒常性、シナプス可塑性、尿中イオン排泄の重要な調節因子であるナトリウム／カルシウム交換体2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLC8A2ウサギpAb
備考／別名	NCX2; SLC8A2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6543
GeneID	6543
免疫原	ヒトSLC8A2（NP_055878.1）のアミノ酸360～450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UPR5
タンパク質分子量	100kDa
輸送	保冷バッグ